

# BÁO GIÁ NIÊM YẾT GẠC TIÊN TIẾN 2025

áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

STT	Mã hàng hóa	Nhóm sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm x mm)	DVT	Quy cách đóng gói (miếng/ hộp)	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hạn sử dụng	Giá niêm yết có VAT	Ghi chú
1	HNP060080R	BĂNG DÍNH CÓ GẠC	HETIS NON-WOVEN PAD KT 60x80 mm	60x80	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\sim \geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.</li> <li>- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60mm x 80mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	3,000	
2	HNP100100R	BĂNG DÍNH CÓ GẠC	HETIS NON-WOVEN PAD	100x100	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\sim \geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.</li> <li>- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	5,000	
3	HNP090200R	BĂNG DÍNH CÓ GẠC	HETIS NON-WOVEN PAD	90x200	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\sim \geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.</li> <li>- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 200mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	9,000	
4	HNP090250R	BĂNG DÍNH CÓ GẠC	HETIS NON-WOVEN PAD	90x250	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Nền băng bằng vải polyester không đan dệt (non-woven), màu trắng, co giãn tốt, phủ keo acrylic, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra; lớp Pad làm từ sợi thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính; lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\sim \geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc.</li> <li>- Băng mềm mại, thoáng khí, bám dính tốt, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (Moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 250mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	10,000	
5	HID060070R	GẠC CÓ DÍNH KIM LUỒN	HETIS LV DRESSING 6070	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương; lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.</li> <li>- Gạc trong suốt, cố định che chắn chỗ đặt kim, đồng thời cho phép quan sát vết thương dễ dàng.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) <math>\geq 600</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo.</li> <li>- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60 x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	4,000	

STT	Mã hàng hóa	Nhóm sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm x mm)	ĐVT	Quy cách đóng gói (miếng/ hộp)	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hạn sử dụng	Giá niêm yết có VAT	Ghi chú
6	HID060073R	GẠC CỎ ĐÍNH KIM LUỒN	HETIS LV DRESSING 6073	60x73	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương; được xé rãnh phù hợp, dán cố định kim luôn có công tiêm. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.</li> <li>- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo.</li> <li>- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60 x 73mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	4,000	
7	HID060100R	GẠC CỎ ĐÍNH KIM LUỒN	HETIS LV DRESSING 6070C	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương; được xé rãnh phù hợp, dán cố định kim luôn có công tiêm và lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.</li> <li>- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo.</li> <li>- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60 x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	4,000	
8	HID060125R	GẠC CỎ ĐÍNH KIM LUỒN	HETIS LV DRESSING 6012	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương; được xé rãnh phù hợp, dán cố định kim luôn có công tiêm và lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.</li> <li>- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo và 2 dải băng dính cố định dây truyền.</li> <li>- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60 x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	5,000	
9	HID060125K	GẠC CỎ ĐÍNH KIM LUỒN	HETIS LV DRESSING 6012K	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo: Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương; được xé rãnh phù hợp, dán cố định kim luôn có công tiêm. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra.</li> <li>- Màng PU bán thấm, mỏng, trong suốt, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo và 2 dải băng dính cố định dây truyền.</li> <li>- Không thấm nước, băng bo 4 góc tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60 x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	4,000	
10	HTF060070R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM KT 60x70 mm	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong suốt cho phép việc theo dõi vết thương để băng mà không cần tháo băng.</li> <li>- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra), lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính, khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra, có nhân dán ghi ngày, giờ kèm theo.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Không thấm nước, cho phép tắm rửa khi băng kín vết thương. Băng 4 góc bo tròn tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60mm x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	4,000	
11	HTF100100R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM	100x100	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong suốt cho phép việc theo dõi vết thương để băng mà không cần tháo băng.</li> <li>- Cấu tạo gồm: màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra), lớp giấy lót (phủ silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Không thấm nước, cho phép tắm rửa khi băng kín vết thương. Băng 4 góc bo tròn tránh bung mép.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	7,000	

STT	Mã hàng hóa	Nhóm sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm x mm)	ĐVT	Quy cách đóng gói (miếng/ hộp)	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hạn sử dụng	Giá niêm yết có VAT	Ghi chú
12	HTF300300R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM	300x300	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạc vô trùng trong suốt giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương. Sản phẩm trong suốt cho phép việc theo dõi vết thương dễ dàng mà không cần tháo băng.</li> <li>- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phù keo acrylic, bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra), lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Co giãn tốt, thoáng khí, cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Cung cấp phẫu trường vô khuẩn, ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật lên phẫu trường từ da, tay phẫu thuật viên, y dụng cụ,...</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 300mm x 300mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	48,000	
13	HFP060070R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM + PAD	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (- ≥ 0.12 ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60mm x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	6,000	
14	HFP100100R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM + PAD	100x100	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (- ≥ 0.12 ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	10,000	
15	HFP090250R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM + PAD	90x250	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (- ≥ 0.12 ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 250mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	19,000	
16	HFP090200R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM + PAD	90x200	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (- ≥ 0.12 ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 200mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	17,000	
17	HFP090150R	BĂNG FILM VÀ FILM CỎ GẠC	HETIS FILM + PAD	90x150	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic (bám dính tốt, không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phù silicone, PE...) chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (- ≥ 0.12 ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân khi thay gạc.</li> <li>- Sản phẩm tiết trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 150mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	12,000	

STT	Mã hàng hóa	Nhóm sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm x mm)	ĐVT	Quy cách đóng gói (miếng/ hộp)	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hạn sử dụng	Giá niêm yết có VAT	Ghi chú
18	HSP060070R	BĂNG FILM VÀ FILM CÓ GẠC	HETIS SILIPAD	60x70	Miếng	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) phủ keo silicone nhẹ dịu (không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra, không đau khi thay gạc), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp release liner chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, thay gạc không đau.</li> <li>- Keo silicone có độ bám dính nhẹ phù hợp cho da nhạy cảm (đặc biệt cho người già và trẻ em).</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 60mm x 70mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	31,000	
19	HSP090250R	BĂNG FILM VÀ FILM CÓ GẠC	HETIS SILIPAD	90x250	Miếng	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo silicone nhẹ dịu (không gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi tháo băng ra, không đau khi thay gạc), lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp release liner chống dính.</li> <li>- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn tốt, giúp bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) <math>\geq 500</math> g/m<sup>2</sup>.24h.</li> <li>- Thấm hút dịch vết thương tốt, khả năng hút dịch <math>\geq 6</math> g dịch/ g gạc (<math>\geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>).</li> <li>- Không thấm nước, bệnh nhân có thể tắm rửa, vệ sinh. Băng bo tròn 4 góc, tránh bung mép.</li> <li>- Không dính vào vết thương, thay gạc không đau.</li> <li>- Keo silicone có độ bám dính nhẹ phù hợp cho da nhạy cảm (đặc biệt cho người già và trẻ em).</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 90mm x 250mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	80,000	
20	HHC100100R	GẠC HYDROCOLLOID	HETIS HYDROCOLLOID	100x100	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Màng polyurethane (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí có tác dụng bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương, carboxymethylcellulose, gelatin và pectin. Độ dày: 0.6mm.</li> <li>- Cung cấp môi trường ẩm phù hợp cho các tế bào hạt phát triển giúp quá trình liền thương diễn ra nhanh hơn.</li> <li>- Tự dính, không cần băng thứ cấp.</li> <li>- Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc, giảm khả năng hình thành sẹo.</li> <li>- Tạo gel với dịch vết thương, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	46,000	
21	HHC050200R	GẠC HYDROCOLLOID	HETIS HYDROCOLLOID	50x200	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Màng polyurethane (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí có tác dụng bảo vệ, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương, carboxymethylcellulose, gelatin và pectin. Độ dày: 0.6mm.</li> <li>- Cung cấp môi trường ẩm phù hợp cho các tế bào hạt phát triển giúp quá trình liền thương diễn ra nhanh hơn.</li> <li>- Tự dính, không cần băng thứ cấp.</li> <li>- Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc, giảm khả năng hình thành sẹo.</li> <li>- Tạo gel với dịch vết thương, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 50mm x 200mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	46,000	
22	HCA100100R	GẠC ALGINATE VÀ ALGINATE TÂM BẠC	HETIS CALCIUM ALGINATE	100x100	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: sợi alginate vô trùng, không diệt chiết xuất từ rong biển.</li> <li>- Khả năng thấm hút dịch cao <math>\geq 0.12</math> g/cm<sup>2</sup> (<math>\geq 0.12</math> ml/cm<sup>2</sup>)</li> <li>- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính vào vết thương.</li> <li>- Duy trì môi trường ẩm phù hợp, kích thích quá trình phát triển mô hạt giúp vết thương lành nhanh hơn.</li> <li>- Gạc được gia cố để tăng độ bền của sản phẩm (đặc biệt trong môi trường ẩm)</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	35,000	
23	SCA100100R	GẠC ALGINATE VÀ ALGINATE TÂM BẠC	HETIS SILVER ALGINATE	100x100	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Alginate kháng khuẩn chứa bạc (ion bạc, nồng độ bạc 0.85-1.05 %wt), không diệt, chiết xuất từ rong biển.</li> <li>- Phổ diệt khuẩn rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (lên đến 99.99%).</li> <li>- Khả năng hấp thụ lớn (15-20 lần trọng lượng gạc).</li> <li>- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong túi riêng.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	117,000	

STT	Mã hàng hóa	Nhóm sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm x mm)	ĐVT	Quy cách đóng gói (miếng/ hộp)	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hạn sử dụng	Giá niêm yết có VAT	Ghi chú
24	SCA025350R	GẠC ALGINATE VÀ ALGINATE TÂM BẠC	HETIS SILVER ALGINATE	25x350	Miếng	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Alginate kháng khuẩn chứa bạc (ion bạc, nồng độ bạc 0.85-1.05 %wt), không dẹt, chiết xuất từ rong biển.</li> <li>- Phổ diệt khuẩn rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (lên đến 99.99%).</li> <li>- Khả năng hấp thụ lớn (15-20 lần trọng lượng gạc).</li> <li>- Tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương, không dính gạc vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.</li> <li>- Kích thước: 25mm x 350mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	128,000	
25	HPU100100R	GẠC XÓP VÀ GẠC XÓP TÂM BẠC	HETIS PU FOAM	100x100	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạc xốp vô trùng, độ dày 5mm, cấu tạo gồm:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lớp Polyurethane film (PU film) mỏng, bán thấm, thoáng khí, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính &gt;27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy. Tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥ 9000 g/m2.24h.</li> <li>* Lớp Polyurethane foam (PU foam) với khả năng thấm hút dịch cao ≥ 11 g dịch/g gạc (~ ≥0.44 ml/cm2) và giữ dịch trong gạc, giúp hạn chế số lần thay gạc.</li> </ul> </li> <li>- Duy trì môi trường ẩm phù hợp, giúp quá trình lành vết thương nhanh hơn.</li> <li>- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	71,000	
26	SPU100100N	GẠC XÓP VÀ GẠC XÓP TÂM BẠC	HETIS SILVER FOAM	100x100	Miếng	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là lớp xốp polyurethane tích hợp nano bạc và PHMB, hàm lượng: nano bạc 0.25%w/w, PHMB 1%w/w. Độ dày: 4.5mm.</li> <li>- Hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật lên đến 99.99%.</li> <li>- Khả năng thấm hút dịch cao (11-18g dịch/g gạc), giữ dịch trong gạc, hạn chế số lần thay gạc (duy trì khả năng diệt khuẩn trong suốt 7 ngày điều trị).</li> <li>- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.</li> <li>- Kích thước: 100mm x 100mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	164,000	
27	SPU200200N	GẠC XÓP VÀ GẠC XÓP TÂM BẠC	HETIS SILVER FOAM	200x200	Miếng	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là lớp xốp polyurethane tích hợp nano bạc và PHMB, hàm lượng: nano bạc 0.25%w/w, PHMB 1%w/w. Độ dày: 4.5mm.</li> <li>- Hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật lên đến 99.99%.</li> <li>- Khả năng thấm hút dịch cao (11-18g dịch/g gạc), giữ dịch trong gạc, hạn chế số lần thay gạc (duy trì khả năng diệt khuẩn trong suốt 7 ngày điều trị).</li> <li>- Mềm mại, co giãn linh hoạt, không dính vào vết thương.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng.</li> <li>- Kích thước: 200mm x 200mm.</li> </ul>	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC	Việt Nam	36 tháng	704,000	

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 12 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Quang Đạt*